

TEST ANTÍGENOS

PASO A PASO

PREPARACIÓN

- 1 Lávate las manos
- Abre y coloca el kit del test
- 3 Consulta el prospecto
- 4 Echa el reactivo en el bote si viene por separado





RECOMENDACIONES

- Hazte el test frente a un
- 2 En caso de realizárselo a un tercero, usa mascarilla
- 3 En el test bucal o de saliva, no comas, bebas ni fumes 30 minutos antes. Haz 2 respiraciones profundas y fuerza la tos antes del test





TOMA DE LA MUESTRA

NARIZ



- 1 Introduce el bastoncillo unos 2 cm en cada orificio
- 2 Mueve en círculos el bastoncillo alrededor de cada pared interna nasal 5-10 segundos
- 3 Introduce el bastoncillo en la solución y muévelo 10 segundos

BOCA



- 1 Frota el bastoncillo 5 segundos en cada una de estas zonas internas:
 - a. Parte superior e inferior de cada mejilla, cerca de las encías
 - **b.** Parte superior e inferior de la lengua
 - c. En el paladar, lo más cerca de la campanilla posible
- 2 Introduce el bastoncillo en la solución y muévelo 10 segundos

SALIVA



- 1 Enrosca la boquilla al tubo con el reactivo
- 2 Echa saliva en el bote hasta duplicar el contenido
- 3 Remueve formando suaves círculos
- 4 Retira la boquilla
- 6 Aprieta la pipeta, introdúcela en el bote y suelta para tomar la muestra

CÓMO DESECHAR

COVID-19

EN TODOS LOS CASOS

- 1. Deposita las gotas necesarias, según el prospecto, en la cubeta
- 2. Espera el tiempo indicado en el prospecto (generalmente 15 minutos)
- 3. No toques el indicador del test

RESULTADO DEL TEST

POSITIVO



- Aíslate del resto de convivientes
- 2 No salgas de casa
- 3 Extrema las medidas de protección: mascarilla, distancia, ventilación e higiene de manos
- 4 Comunícalo a los servicios sanitarios

NEGATIVO



Si persisten los síntomas. hazte otro test 48 horas después

NO VÁLIDO



Utiliza otro test y repite todo el procedimiento

2 Si no trae bolsa, mételos en una

1 Introduce los elementos con restos

- Tírala a la basura genérica
- 4 Limpia las superficies

EL TEST

5 Lávate las manos



Cualquier línea, aunque sea tenue, se considera positivo